



SIDCAL-S

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2020DM-4564-R2

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido con sedimento blanco libre de partículas extrañas, que al agitarlo forma una lechada de cal.
- SIDCAL-S es una solución acuosa sobresaturada al 0.3% de Hidróxido de Calcio de pH Alcalino.
- Producto de uso Odontológico.

Presentación comercial:

Envase plástico de 500 mL y 1,000 mL.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Inhibir el crecimiento bacteriano y neutralizar la acción de los ácidos presentes al interior del conducto.
- Usar para la irrigación de conductos endodónticos.
- SIDCAL-S posee propiedades antisépticas, hemostáticas y de acondicionamiento de tejidos.

3. ESTABILIDAD

- El producto se conserva estable por tres años, almacenado en sitio fresco y bien tapado.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Agitar el producto antes de su uso.
- Tomar suficiente cantidad de SIDCAL-S en una jeringa hipodérmica plástica.
- Irrigar el conducto.
- Continuar con el tratamiento.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Evitar contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de ocurrir lavar con abundante agua.
- En caso de ingestión consultar al médico y presentar esta ficha técnica.
- Utilizar protección adecuada para manipular el producto.
- Incombustible y no inflamable.
- No incorporar a suelos ni acuíferos. Recoger en seco y proceder a eliminar, según la normativa vigente.
- Mantener bien sellado los recipientes que contengan SIDCAL-S, almacenar lejos del alcance de los niños.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont
TeCuida >>>



SIDCAL-S

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2020DM-4564-R2

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <https://www.eldentistamoderno.com/wp-content/uploads/pdf/DM41-pag44-47.pdf>
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2003/od031c.pdf>
- <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v21n3/original2.pdf>