



XILOL

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0003065-R1

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido traslucido, incoloro libre de partículas extrañas, con olor característico, volátil.
- Contiene Xilol.
- Producto de uso odontológico.

Presentación comercial:

Envase vidrio ámbar de 15 mL.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Indicado para disolver la gutapercha en la desobstrucción de conductos radiculares y la limpieza de la cámara pulpar.

3. ESTABILIDAD

- El producto se conserva estable por tres años, almacenado en sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Aplicar Xilol en un vaso dappen de vidrio y sumergir la lima luego llevarla a la entrada del conducto a desobstruir para disolver la gutapercha.
- Continuar el tratamiento.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Tóxico.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua.
- En caso de inhalar llevar a espacio ventilado, si es el caso proveer asistencia respiratoria inmediatamente.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
- Utilizar protección adecuada (gafas y guantes).
- No hacer diluciones.
- Líquido Combustible e Inflamable.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, eliminar los residuos según normativa vigente. Fácilmente biodegradable.
- Mantener el envase bien tapado, lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont
TeCuida >>>



XIOL

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0003065-R1

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v20n32/1688-9339-ode-20-32-12.pdf>
- https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/odontologia/2011_n1/pdf/a06.pdf
- [file:///C:/Users/pedro.gutierrez/Downloads/Dialnet-RetratamientoDeDientesUnirradicularesObturadosConG-5802917%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/pedro.gutierrez/Downloads/Dialnet-RetratamientoDeDientesUnirradicularesObturadosConG-5802917%20(2).pdf)

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont
TeCuida >>>