



## ALTHEOL- 70

### 1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0004391-R1

- **Componentes:** Alcohol etílico 70 %
- Líquido incoloro, libre de partículas extrañas.

#### Presentación comercial:

Envases plástico 250 mL ,500 mL,1000 mL

### 2. USOS DEL PRODUCTO

- Antibacterial grado hospitalario, para instrumental quirúrgico, odontológico ,equipos médicos, áreas y superficies
- Protege contra gérmenes y virus. Compatibilidad con superficies, equipos, elementos en acero inoxidable, porcelana, plástico entre otros.

### 3. ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad del producto:

- No adicionar agua. No mezclar con otros productos.
- Almacenar bien tapado, en lugar fresco y protegido de la luz.
- Vida útil: 3 años

### 4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Asperjar directamente sobre el material quirúrgico y/o equipo médico, previamente limpio.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, consultar al médico.
- Mantener el recipiente bien cerrado.

### 5. PRECAUCIONES

- Inflamable. Mantener retirado de fuentes de calor.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

## ALTHEOL- 70

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0004391-R1



### 6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-saludpublica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/formulacion-cosmetica-farmacia-gel higienizante-manos.pdf>
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/revbio/bio-2010/bio101e.pdf>
- [http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n2/es\\_0104-1169-rlae-21-02-0618.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n2/es_0104-1169-rlae-21-02-0618.pdf)
- <https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2020/04/Guia-para-la-limpieza-ydesinfeccion-de-servicios-de-salud-ante-el-Covid-19.pdf>